

	
<b>CÁLCIO ASX</b> CALCIUM ASX / CALCIO ASX Ref. 12.002.00	<b>Responsável Técnico:</b> Dr. Gilson Sérgio Pizzo CRF MG – 5310 <b>MS 80027310212</b>

**FINALIDADE**

Kit destinado à determinação do Cálcio no soro, plasma e urina. Uso em diagnóstico *in vitro*.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E MANUSEIO**

- Conservar de 15 a 30 °C.
- Manter ao abrigo da luz.
- Estável até a data de validade do kit que está impressa no rótulo da embalagem.
- Não usar reagentes cuja data de validade tenha expirado.

**PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO**

O cálcio forma com o Arsenazo III um complexo de cor azul que pode ser medido em 650-660 nm. A intensidade da cor formada é proporcional à quantidade de cálcio presente na amostra.

**AMOSTRAS: TIPO, COLETA, MANUSEIO, PREPARO E PRESERVAÇÃO**

**Tipo de Amostra:** Soro, plasma (heparina) e urina.  
**Coleta, manuseio e preparo:** Realizar a coleta da amostra conforme Boas Práticas de Laboratório Clínico. As amostras a serem analisadas devem ser tratadas como material potencialmente infectante.

**Preservação:** O cálcio no soro e no plasma (heparina) é estável por 14 dias se conservado em temperatura de 4 a 8 °C e 6 meses se conservado em temperatura de -20°C.

Urina: Utilizar amostra colhida no período de 24 horas, em frasco contendo de 20 a 30mL de solução de HCl 6 mol/L para prevenir a precipitação de sais de cálcio. Homogeneizar bem, medir o volume e proceder ao ensaio.

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

<b>R 1</b>	Tampão MES ≥ 50 mmol/L; Arsenazo III ≥ 0,1 mmol/L
<b>STD</b>	Conservante; cloreto de cálcio em concentração equivalente a 10,0 mg/dL. Rastreável ao material de referência NIST 3109a.

**ESTABILIDADE EM USO**

- A estabilidade do produto (R1 e STD) em uso é de 24 meses, desde que seguidas a condições de armazenamento recomendadas (15 a 30 °C).

**TRATAMENTO E MANUSEIO DO PRODUTO**

**A) PREPARAÇÃO DOS REAGENTES**  
 R1 e STD: Reagentes prontos para uso

**B) INTERVALO OPERACIONAL**  
 O intervalo operacional do produto é de 0,94 mg/dL a 20,00 mg/dL. Para valores superiores, diluir a amostra com NaCl 150 mM (0,9%), realizar nova dosagem e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição.

**CONTROLE DE QUALIDADE**

O uso de controles deve ser prática rotineira no laboratório. Sugere-se usar um controle na faixa de referência ou no nível de decisão e outro controle com valor em outra faixa de significância clínica. Para Calibração e Controle Interno de Qualidade Laboratorial recomenda-se o uso do soro calibrador e dos soros controles abaixo:

Soro Calibrador - Autocal H	<b>REF</b>	13.002.00
Soro Controle Normal - Quantinorm		13.003.00
Soro Controle Patológico - Quantialt		13.004.00

**PROCEDIMENTO DE ENSAIO, CÁLCULOS E INTERPRETAÇÃO**

**A) PROCEDIMENTO DE ENSAIO**  
 1. Pipetar em tubos de ensaio:

	Branco	Padrão	Amostra
STD	---	10 µL	---
Amostra	---	---	10 µL
R1	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

2. Homogeneizar bem e incubar os tubos durante 2 minutos de 15 a 30 °C.
3. Medir a absorbância do Padrão e da Amostra frente ao Branco do Reagente em 650-660 nm. A cor final da reação é estável por 20 minutos.

**B) CÁLCULOS**  
**Soro:**  
 Cálcio (mg/dL) =  $\frac{\text{Absorbância da Amostra}}{\text{Absorbância do Padrão}} \times \text{Concentração Padrão (mg/dL)}$

**Exemplo:**  
 Concentração do Padrão = 10 mg/dL  
 Absorbância da Amostra = 0,320  
 Absorbância do Padrão = 0,350  
 Cálcio (mg/dL) =  $\frac{0,320}{0,350} \times 10 = 9,1$  mg/dL

**Com Fator de Calibração:**  
 Fator de Calibração =  $\frac{\text{Concentração Padrão (mg/dL)}}{\text{Absorbância do Padrão}}$   
 Cálcio (mg/dL) = Absorbância da amostra x Fator de Calibração

**Exemplo:**  
 Fator de Calibração =  $\frac{10}{0,350} = 28,6$   
 Cálcio (mg/dL) = 0,320 x 28,6 = 9,1 mg/dL

**Urina de 24 horas:**  
 Cálcio urina (mg/dL) =  $\frac{\text{Absorbância da Amostra}}{\text{Absorbância do Padrão}} \times \text{Concentração Padrão (mg/dL)}$   
 Cálcio urina (mg/24 horas) =  $\frac{\text{Cálcio urina (mg/dL)} \times \text{volume urinário de 24 horas (em mL)}}{100}$

**C) INTERPRETAÇÃO**  
 O cálcio é o cátion mais predominante no organismo. O esqueleto contém 99% do cálcio corporal com uma estrutura desconhecida e composição aproximada daquela da hidroxiapatita. O restante do cálcio está distribuído nos tecidos e no fluido extracelular onde desempenha funções específicas em processos vitais, dentre elas: coagulação sanguínea, condução neuromuscular, excitabilidade dos músculos cardíaco e esquelético, ativação enzimática, e na preservação da permeabilidade e integridade da membrana celular. Os níveis séricos de cálcio são controlados pelo paratormônio (PTH), calcitonina, e vitamina D. Um desequilíbrio em algum destes moduladores causam alterações nos níveis de cálcio sérico e corpóreo. Aumentos no soro de PTH ou vitamina D são geralmente associados com hipercalemia. Aumento nos níveis de cálcio sérico pode ser observado na mieloma múltiplo e outras doenças neoplásicas. Hipocalcemia pode ser observada por exemplo no hipoparatiroidismo, nefrose e pancreatite.

**INTERFERENTES OU LIMITAÇÕES**

**Hemólise, Ictericidade e Lipemia:** Hemoglobina > 200 mg/dL / Bilirrubina > 15 mg/dL / Triglicérides > 900 mg/dL interferem na dosagem.

**Medicamentos:** consultar referência bibliográfica recomendada (Young, 2000).

**CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO**

**Sensibilidade:** Limite de detecção: 0,45 mg/dL / Limite de quantificação: 0,94 mg/dL.

**Especificidade Analítica:** O produto determina especificamente o cálcio na presença de outras substâncias interferentes na amostra, até as concentrações informadas acima.

**Exatidão:** O método foi comparado com método similar pela determinação de 40 amostras em duplicata. Foi obtida a equação de regressão  $y = 0,988x + 0,081$  e coeficiente de correlação  $r = 0,9979$ . Utilizando esta equação o erro sistemático total estimado de 0,42% para um nível de 5,0 mg/dL e -0,69% para um nível de 16,0 mg/dL.

**Precisão:** Foi determinada utilizando amostras em 03 níveis de decisão, sendo duas corridas em duplicata por dia durante 20 dias, sendo obtido:

Amostras (mg/dL)	Repetições	Precisão intra-corrida		Precisão total	
		SD (mg/dL)	%CV	SD (mg/dL)	%CV
8,207	80	0,036	0,4	0,037	0,5
12,220	80	0,054	0,4	0,054	0,4
17,445	80	0,068	0,4	0,074	0,4

**%CV:** Coeficiente de variação expresso em porcentagem; SD: Desvio Padrão

**RISCOS RESIDUAIS, CUIDADOS E PRECAUÇÕES**

- Utilizar os EPI's de acordo com as Boas Práticas de Laboratório Clínico.
- Não misturar reagentes de lotes diferentes.
- Não trocar as tampas dos frascos dos reagentes, a fim de evitar contaminação cruzada.
- Não usar o reagente quando este apresentar característica visual em desacordo com o especificado na FISPQ do produto.

- Usar pipetas de vidro e ponteiros descartáveis específicas para cada amostra, controle, padrão/calibrador e reagente.
- O laboratório deve estabelecer os requisitos químicos, microbiológicos e de partículas para a água antes do seu uso para cada uma das suas aplicações e deve definir as especificações ou tipos de água que os atenda. Uma vez que a pureza necessária tenha sido definida, o sistema de purificação deve ser validado e é importante garantir que a água obtida continue a atender às especificações por meio de verificações periódicas.
- A limpeza e secagem adequadas do material usado são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos.

**INTERVALO DE REFERÊNCIA**

	mg/dL	mmol/L
Soro e Plasma	8,6 - 10,3	2,15 - 2,57
	mg/24 horas	mmol/24 horas
Urina	Até 300	Até 7,49

Estes valores são unicamente para orientação, sendo recomendável que cada laboratório estabeleça seu próprio intervalo de referência.  
 Conversão para Unidade do Sistema Internacional (SI): mmol/L  
 Cálcio (mg/dL) x 0,25 = Cálcio (mmol/L)

**MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ENSAIO**

- Espectrofotômetro ou fotômetro para leitura em 650-660 nm.
- Pipetas de vidro e/ou automáticas.
- Relógio ou Cronômetro.
- Tubos de ensaio.

**ALERTAS E PRECAUÇÕES COM RELAÇÃO AO DESCARTE DO PRODUTO**

- As informações de Descarte, Segurança e Primeiros Socorros estão descritas na Ficha Individual de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto, disponível em [www.biotecnica.ind.br](http://www.biotecnica.ind.br) ou pelo telefone +55 35 3214 4646.
- Descartar as sobras das reações de acordo com as Boas Práticas de Laboratório Clínico (BPLC) e Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).

**GARANTIA DE QUALIDADE / SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Antes de serem liberados para o consumo, todos os reagentes Biotécnica são testados pelo Departamento de Controle de Qualidade. A qualidade dos reagentes é assegurada até a data de validade mencionada na embalagem de apresentação, desde que armazenados e transportados nas condições especificadas. Os dados relativos ao Controle de Qualidade deste produto (lote impresso nas etiquetas dos frascos de reagentes) ou qualquer dúvida na utilização deste kit, entrar em contato com a Assessoria Científica da Biotécnica Ltda, através do telefone +55 35 3214 4646 ou pelo email [sac@biotecnicaltda.com.br](mailto:sac@biotecnicaltda.com.br)

**AUTOMAÇÃO**

Este procedimento é automatizável na maioria dos analisadores. Os protocolos estão disponíveis em [www.biotecnica.ind.br](http://www.biotecnica.ind.br)

**ENGLISH**

**INTENDED USE**  
 Kit intended to determination of calcium in serum, plasma and urine. Diagnostic use only.

**STORAGE AND HANDLING**

- Store at 15 to 30 °C.
- Protect from light.
- Stable until the kit expiration date that is printed on the label.
- Do not use reagents whose date has expired.

**WORKING PRINCIPLE**

Calcium forms with Arsenazo III a complex of blue color that can be measured at 650-660 nm. The intensity of the formed color is proportional to the amount of calcium present in the sample.

**SAMPLE – PREPARATION AND STABILITY**

**Sample Type:** Serum, plasma (Heparin) and urine.  
**Collection, handling and preparation:** Make the collection of the sample in accordance with Good Laboratory Practice. The samples to be analyzed should be treated as potentially infectious material.  
**Preservation:** The calcium in serum and plasma (heparina) is stable for 14 days if stored at a temperature of 4 to 8 °C and 6 months if stored at a temperature of -20 °C. Urine: Use sample collected within 24 hours in a bottle containing 20 to 30 mL of 6 mol / L HCl solution to prevent the precipitation of calcium salts. Mix well, measure the volume and proceed with the test.

**PRODUCT DESCRIPTION**

<b>R 1</b>	MES buffer ≥ 50 mmol/L; Arsenazo III ≥ 0,1 mmol/L
<b>STD</b>	Preservative; calcium chloride concentration equivalent to 10mg/dL

The determination of calcium is traceable to reference material NIST 3109 a.

**STABILITY IN USE**

- The stability of the product (R1 and STD) in use is 24 months as long as followed by the recommended storage conditions (15 to 30 ° C).

**TECHNICAL PROCEDURE**

**A) REAGENT PREPARATION**  
**Reagent 1 (R1)**  
 The reagent is ready to use.  
**B) OPERATING RANGE**  
 The product operating range is from 0,94 mg/dL to 20,00 mg/dL. For higher values, dilute the sample with NaCl 150 mM (0.9%), repeat the assay and multiply the result by the dilution factor.

**QUALITY CONTROL**

Use of controls should be a routine practice in the lab. It is suggested to use a control within the reference range or decision level and another control with value in another range of clinical significance. For the internal quality control of the lab it's indicated the use of the calibrator serum and control sera below:

Calibrator Serum - Autocal H	<b>REF</b>	13.002.00
Normal Control Serum – Quantinorm		13.003.00
Pathological Control Serum – QuantiAlt		13.004.00

**TEST PROCEDURE, CALCULATION AND INTERPRETATION**

**A) TEST PROCEDURE**  
 1. Pipette in the assay tubes:

	Blank	Standard	Sample
STD	-	10 µL	-
Sample	-	-	10 µL
R1	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

2. Homogenize and incubate 2 minutes at 15 to 30 °C.
3. Measure the absorbance of Standard (Ast) and Sample (Asa) against the blank at 650-660 nm. The final reaction is stable for 20 min.

**B) CALCULATIONS**

**Calculation of serum**  
 Calcium (mg/dL) =  $\frac{\text{Sample Absorbance}}{\text{Standard Absorbance}} \times \text{STD Concentration}$

**Example:**  
 Standard Concentration = 10 mg / dL  
 Sample Absorbance = 0.320  
 Standard Absorbance = 0.350  
 Calcium (mg / dL) =  $\frac{0,320}{0,350} \times 10 = 9,1$  mg/dL

**With Calibration Factor (CF):**  
 CF =  $\frac{\text{STD Concentration (mg/dL)}}{\text{STD Absorbance}}$

Calcium (mg/dL) = Sample Absorbance x CF

**Example:**  
 Calibration Factor =  $\frac{10}{0,350} = 28,6$   
 Calcium (mg/dL) = 0,320 x 28,6 = 9,1 mg/dL

**24-hour urine:**  
 Calcium urine (mg/dL) =  $\frac{\text{Sample Absorbance}}{\text{Standard Absorbance}} \times \text{Standard Concentration (mg/dL)}$

Calcium urine (mg / 24 hours) =  $\frac{\text{Calcium urine (mg/dL)} \times \text{24 hour urine volume (mL)}}{100}$

**C) INTERPRETATION**

Calcium is the most predominant cation in the body. The skeleton contains 99% of body calcium with an unknown structure and composition roughly that of hydroxyapatite. The remainder of the calcium is distributed in tissues and extracellular fluid where it performs specific functions in vital processes, among them: blood coagulation, neuromuscular conduction, cardiac and skeletal muscle excitability, enzymatic activation, and preservation of cell membrane permeability and integrity. Serum calcium levels are controlled by parathyroid hormone (PTH), calcitonin, and vitamin D. An imbalance in some of these modulators causes changes in serum and body calcium levels. Serum increases in PTH or vitamin D are generally associated with hypercalcemia. Increased levels of serum calcium can be observed in multiple myeloma and other neoplastic diseases. Hypocalcemia can be observed for example in hypoparathyroidism, nephrosis and pancreatitis.

**INTERFERING AND LIMITATIONS**

**Hemolyzed, Jaundice and Lipemic Sera:** Hemoglobin > 200 mg/dL, Bilirubin > 15 mg/dL, Triglyceride > 900 mg/dL. Interfere with the dosage  
**Drugs:** see recommended reference (Young, 2000).

#### PERFORMANCE CHARACTERISTICS

**Sensitivity:** Detection limit: 0,45 mg/dL / quantification limit: 0,94 mg/dL  
**Analytical Specificity:** The product determines calcium specifically in the presence of other interfering substances in the sample, up to the concentrations stated above.  
**Accuracy:** The method was compared with a similar method for the determination of 40 samples in duplicate. The regression equation obtained was  $y = 0,988x + 0,081$  and the correlation coefficient  $r = 0,9979$ . Using this equation the total systematic error estimated is 0,42% to a level of 5,0 mg/dL and -0,69% to a level of 16,0 mg/dL.  
**Precision:** Determined using samples in 03 levels of decision, with two runs in duplicate per day during 20 days, being obtained.

Samples (mg/dL)	Repetitions	Within-Run Precision		Total Precision	
		SD	%CV	SD	%CV
8,207	80	0,036	0,4	0,037	0,5
12,220	80	0,054	0,4	0,054	0,4
17,445	80	0,068	0,4	0,074	0,4

% CV: Coefficient of variation expressed as a percentage; SD: Standard Deviation

#### RESIDUAL RISK, WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Use Protective Equipment in accordance with Good Laboratory Practice.
- Do not mix reagents from different lots.
- Do not exchange the caps from different reagents in order to avoid cross contamination.
- Do not use the reagent if it displays any sign in disagreement with the one specified in the product MSDS.
- Use glass pipettes and disposable tips for each sample, control, standard / calibrator and reagent.
- The laboratory should establish chemical, microbiological and particulates requirements for the water prior to its use for each of its applications and must define the specifications or types of water that meets them. Once the required purity has been set, the purification system must be validated and it is important to ensure that the resulting water continues to meet specifications by means of periodic checks.
- The cleaning and drying of the lab material are fundamental factors for the stability of the reagents and reaching correct results.

#### REFERENCE RANGES

	mg/dL	mmol/L
Serum and Plasma	8,6 – 10,3	2,15 – 2,57
	mg/24 hours	mmol/24 hours
Urine	Up to 300	Up to 7,49

These values are intended for orientation only. It's recommended that each lab establishes its own reference range. Conversion for International System of Units (SI): mmol/L Calcium (mg/dL) X 0,25 = Calcium (mmol/L)

#### ADDITIONAL EQUIPMENT

- Spectrophotometer or photometer able to read at 650-660 nm.
- Pipettes and micropipettes.
- Clock or chronometer.
- Assay tubes.

#### WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Discard the reactions surplus according to Good Laboratory Practice in a proper place for potentially infective material.
- The information for Disposing, Security and First Aid are described in the Manual Safety Data Sheet (MSDS) of this product available at [www.biotechnica.ind.br](http://www.biotechnica.ind.br) or calling for +55 35 3214 4646

#### QUALITY ASSURANCE / CUSTOMER TECHNICAL SERVICE

Before being approved for use, BioTécnica reagents are tested in the Quality Control Department. The quality of the reagents is assured up to the expiring date stated in the label of the external packaging, since it is stored and transported in the specified conditions. The quality control data concerning this product (batch printed on the labels of reagent bottles) or any technical doubt on handling this product or this procedure, contact us calling +55 35 3214 4646, your local distributor or sending an e-mail: [sac@biotechnicaltda.com.br](mailto:sac@biotechnicaltda.com.br)

#### AUTOMATION

This product is compatible to the most types of biochemical automatic analysers. The applications are available at [www.biotechnicaltda.ind.br](http://www.biotechnicaltda.ind.br)

#### ESPAÑOL

#### FINALIDAD

Kit destinado a la determinación de Calcio en suero, plasma y orina. Uso en diagnóstico *in vitro*.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

- Conservar de 15 a 30 °C.
- Mantener al abrigo de la luz.
- Estable hasta la fecha de vencimiento indicada en la caja.
- No usar reactivos cuya fecha de vencimiento haya expirado.

#### PRINCIPIO DEL MÉTODO

El calcio reacciona con arsenuo III dando un complejo de color azul, que se mide a 650 - 660 nm. La intensidad del color formado es proporcional a la cantidad de calcio presente en la muestra.

#### MUESTRAS: TIPO, RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN

**Tipo de Muestra:** Suero, plasma (Heparina) y orina

**Recolección, manipulación y preparación:** Realizar la recolección de las muestras de acuerdo con las Buenas Prácticas del Laboratorio Clínico. Las muestras analizadas deben ser tratadas como material potencialmente infectantes.

**Conservación:** El calcio en suero y plasma (heparina) es estable por 14 días conservado en temperatura de 4 a 8 °C y 6 meses conservado en temperatura de -20 °C.

Orina: Recolectar orina de 24 horas, en un frasco con 20 a 30 mL de solución de HCl 6 mol/L para prevenir la precipitación de sales de calcio. Homogeneizar bien, medir el volumen y proceder al ensayo.

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**R 1** Buffer MES  $\geq 50$  mmol/L; Arsenuo III  $\geq 0,1$  mmol/L

**STD** Conservante; cloruro de calcio en concentración equivalente a 10,0 mg/dL. Rastreable al material de referencia NIST 3109a.

#### ESTABILIDAD EN USO

- La estabilidad del producto (R1 y STD) en uso es de 24 meses, almacenados en las condiciones recomendadas (15 a 30 °C).

#### INSTRUCCIONES PARA USO

##### A) PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

R1 y STD: Reactivos listos para uso.

##### B) INTERVALO OPERACIONAL

El intervalo operacional del producto es de 0,94 mg/dL a 20,0 mg/dL.

Para valores superiores, diluir la muestra con NaCl 150 mM (0,9%), realizar nuevo ensayo y multiplicar el resultado por el factor de dilución.

#### CONTROL DE CALIDAD

El uso de controles debe ser práctica rutinaria en el laboratorio. Se sugiere usar un control en el intervalo de referencia o decisión y otro con valor de significado clínico. Para Calibración y Control Interno de Calidad del Laboratorio se recomienda el uso de los siguientes sueros:

Suero Calibrador - Autocal H	REF	13.002.00
Suero Control Normal - Quantinorm		13.003.00
Suero Control Patológico - Quantial		13.004.00

#### PROCEDIMIENTO DE ENSAYO, CÁLCULOS E INTERPRETACIÓN

##### A) PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

1. Pipetear en tubos de ensayo:

	Blanco	Standard	Muestra
STD	---	10 $\mu$ L	---
Muestra	---	---	10 $\mu$ L
R1	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL

2. Mezclar bien e incubar los tubos durante 2 minutos de 15 a 30 °C.

3. Medir la absorbancia del Standard y de la Muestra frente al Blanco a 650-660 nm. El color es estable por 20 minutos.

##### B) CÁLCULOS

**Suero**

Calcio (mg/dL) =  $\frac{\text{Absorbancia de la Muestra}}{\text{Absorbancia del Standard}} \times \text{Concentración del Standard (mg/dL)}$

**Con Factor de Calibración:**

Factor de Calibración =  $\frac{\text{Concentración del Standard (mg/dL)}}{\text{Absorbancia del Standard}}$

Calcio (mg/dL) = Absorbancia de la muestra x Factor de Calibración

**Orina de 24 horas:**

Calcio orina (mg/dL) =  $\frac{\text{Absorbancia de la Muestra}}{\text{Absorbancia del Standard}} \times \text{Concentración del Standard (mg/dL)}$

Calcio orina (mg/24 horas) =  $\frac{\text{Calcio orina (mg/dL)} \times \text{volumen urinario de 24 horas (en mL)}}{100}$

##### C) INTERPRETACIÓN

El catión más abundante en el organismo es el calcio. El esqueleto contiene 99% del calcio corporal con una estructura desconocida y composición aproximada a la hidroxipatita. El calcio restante se distribuye en los tejidos y en el fluido extracelular donde desempeña funciones específicas en diversos procesos vitales tales como coagulación sanguínea, conducción neuromuscular, excitabilidad de los músculos cardíaco y esquelético, activación enzimática y preservación de la permeabilidad e integridad de la membrana celular. Los niveles de calcio son controlados por la hormona paratiroidea (PTH), calcitonina, y vitamina D. Un desequilibrio en cualquiera de estos moduladores causa alteraciones en los niveles séricos y corporales de calcio. Aumentos séricos de PTH o vitamina D generalmente son asociados con la hipercalcemia. Aumento de los niveles de calcio en suero pueden observarse en el mieloma múltiple y otras enfermedades neoplásicas. La hipocalcemia se asocia con desórdenes tales como hipoparatiroidismo, nefrosis y pancreatitis.

#### INTERFERENTES O LIMITACIONES

**Hemólisis, Ictericia e Lipemia:** Hemoglobina > 200 mg/dL, Bilirrubina > 15 mg/dL, Triglicéridos > 900 mg/dL interfieren en el ensayo.

**Medicamentos:** consultar la referencia recomendada (Young, 2000).

#### CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

**Sensibilidad:** Límite de detección: 0,45 mg/dL / Límite de cuantificación: 0,94 mg/dL.

**Especificidad Analítica:** El producto determina específicamente calcio ante la presencia de otras sustancias interferentes en la muestra, hasta las concentraciones indicadas anteriormente.

**Exactitud:** El método fue comparado con otro similar determinando 40 muestras en duplicado. Fue obtenida la ecuación de regresión  $y = 0,988x + 0,081$  con un coeficiente de correlación  $r = 0,9979$ . Utilizando esta ecuación el error sistemático total es de 0,42% para un nivel de 5,0 mg/dL y de -0,69% para un nivel de 16,0 mg/dL.

**Precisión:** Fue determinada utilizando muestras en 3 niveles de decisión, en dos determinaciones diarias en duplicado durante 20 días, con los siguientes resultados:

Muestras (mg/dL)	Repeticiones	Precisión intra-corrída		Precisión total	
		SD (mg/dL)	%CV	SD (mg/dL)	%CV
8,207	80	0,036	0,4	0,037	0,5
12,220	80	0,054	0,4	0,054	0,4
17,445	80	0,068	0,4	0,074	0,4

%CV: Coeficiente de variación expresado en porcentaje; SD: Desviación Estándar

#### RIESGOS RESIDUALES, CUIDADOS E PRECAUCIONES

- Utilizar los EPI's de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico.
- No mezclar reactivos de lotes diferentes.
- No cambiar las tapas de los frascos de los reactivos, a fin de evitar contaminación cruzada.
- No usar el reactivo cuando presente característica visual en desacuerdo con lo especificado en la FISQP del producto.
- Usar pipetas de vidrio y punteras desechables específicas para cada muestra, control, patrón/calibrador y reactivo.
- Cada laboratorio debe establecer requisitos químicos, microbiológicos y de partículas para el agua antes de su uso en cada una de sus aplicaciones y definir las especificaciones o tipos de agua que atienden sus requisitos. Una vez que la pureza requerida fue establecida, el sistema de purificación debe ser validado y es importante para asegurar que el agua resultante continúa atendiendo las especificaciones implementadas controles periódicos.
- La limpieza y secado adecuados del material utilizado son factores fundamentales para la estabilidad de los reactivos y obtención de resultados correctos.

#### INTERVALO DE REFERENCIA

	mg/dL	mmol/L
Suero y Plasma	8,6 - 10,3	2,15 - 2,57
	mg/24 horas	mmol/24 horas
Orina	Até 300	Até 7,49

Estos valores son únicamente para orientación, siendo recomendable que cada laboratorio establezca su propio intervalo de referencia.

Conversión para Unidad del Sistema Internacional (SI): mmol/L Calcio (mg/dL) x 0,25 = Calcio (mmol/L)

#### MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL ENSAYO

- Espectrofotómetro o fotómetro para lecturas a 650-660 nm.
- Pipetas de vidrio y/o automáticas.
- Reloj o cronómetro.
- Tubos de ensayo.

#### ALERTAS Y PRECAUCIONES PARA EL DESCARTE DEL PRODUCTO

- Las informaciones de Descarte, Seguridad y Primeros Socorros están descritas en la Ficha Individual de Seguridad de Productos Químicos (FISQP) de este producto, disponible en [www.biotechnica.ind.br](http://www.biotechnica.ind.br) o por el teléfono +55 35 3214 4646.
- Desear las sobras de las reacciones de acuerdo con las Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico (BPLC) y Programa de Gestión de Residuos de Servicio de Salud (PGRSS).

#### GARANTÍA DE CALIDAD / SAC - SERVICIO DE ASISTENCIA AL CLIENTE

Antes de ser liberados para el consumo, todos los reactivos BioTécnica son testados por el Departamento de Control de Calidad. La calidad de los reactivos es asegurada hasta la fecha de vencimiento mencionada en el envase, desde que almacenados y transportados en las condiciones especificadas. Los datos relativos al Control de Calidad de este producto (lote impreso en las etiquetas de los frascos de reactivos) o cualquier duda en la utilización de este kit, entrar en contacto con la Asesoría Científica de la BioTécnica Ltda, a través del teléfono +55 35 3214 4646 o por el e mail [sac@biotechnicaltda.com.br](mailto:sac@biotechnicaltda.com.br)

#### AUTOMACIÓN

Este procedimiento es automatizado en la mayoría de los analizadores.

Los protocolos están disponibles en [www.biotechnica.ind.br](http://www.biotechnica.ind.br).

#### APRESENTAÇÕES / PRESENTATIONS / PRESENTATIONS

1	R1	2 x 50 mL		100 (1 mL)
	STD	1 x 4 mL		400 (1 $\mu$ L)
2	R1	4 x 50 mL		200 (1 mL)
	STD	1 x 4 mL		400 (1 $\mu$ L)

#### REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA / REFERENCES / REFERENCIAS

- ZAK, B.; EPSTEIN, E.; BANBINSKI, E. S. Review of calcium methodologies. **An. Clin. Lab. Sc.** v.5, p.195-212, 1975.
- BURTIS, C. A.; ASHWOOD, E. R.; BRUNS, D. E. **Tietz Fundamentos de Química Clínica**, Saunders Elsevier, 6 ed, 2008.
- YOUNG, D. S. **Effects of drugs on clinical laboratory tests - vol. 2**, 5 ed. Washington DC: AACC Press, 2000.
- WESTGARD, J. O. et al. A multi-rule shewhart chart quality control in clinical chemistry. **Clin. Chem.** v.27 p.493-501, 1981.

TABELA DE SÍMBOLOS INTERNACIONAIS / TABLE OF INTERNATIONAL SYMBOLS / TABLA DE SÍMBOLOS INTERNACIONALES			
	Consultar instruções de Uso Consult instructions for use Consultar instrucciones de Uso		Data limite de utilização Use by Estable hasta
<b>REF</b>	Código Code Código		Conteúdo suficiente para <n> testes Contentsufficient for <n> tests Contenido suficiente para <n> ensayos
<b>LOT</b>	Número de lote Batchcode Denominación de lote		Límite de temperatura Temperaturelimitation Temperatura limite
<b>IVD</b>	Para uso diagnóstico <i>in vitro</i> For in vitrodiagnostic medical device Para uso em diagnostico <i>in vitro</i>	<b>R &lt;n&gt;</b>	Reagente e seu número/abreviação Reagent and its number/abbreviation Reactivo y su número/abreviación
<b>STD</b>	Padrão Standard Patrón		Nocivo / Irritante Harmful / Irritant Nocivo / Irritante